

平成 26 年 5 月 吉日

お客様各位

東京都中野区中野 4-10-2 中野セントラルパークサウス  
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社  
ウロロジー&ウーマンズヘルス事業部 営業部長 海老 貴昌

骨盤臓器脱治療用メッシュ「ポリフォーム」  
販売開始のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。

さて、弊社では 2014 年 6 月 2 日より骨盤臓器脱治療用メッシュ「ポリフォーム」の販売を開始いたします。製品規格等の詳細につきましては、下記をご参照ください。

本製品の適応対象である経膣メッシュ手術におきましては、日本産科婦人科学会、日本泌尿器科学会、日本女性骨盤底医学会、日本骨盤臓器脱手術学会の 4 学会より、「骨盤臓器脱に対する経膣メッシュ手術施行に関する指針」（添付 1）が定められております。本品をご使用の際は指針をご参照の上、当指針に従ったご使用をいただきますよう、お願い申し上げます。なお、本品をご使用の際は、使用上の注意ポイント（添付 2）をご確認ください。

ご使用にあたりご不明な点がございましたら、弊社担当営業までお問合せください。

弊社では本製品の導入により、より一層治療領域を充実させ、患者様ベネフィット向上に向け真摯に取り組んでまいります。今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしく願い申し上げます。

謹白

記

**【製品情報】**

販売名：ポリフォーム

医療機器承認番号：22600BZX00047000

保険償還区分：099 組織代用人工繊維布（2）ヘルニア修復・胸壁補強用①一般

保険償還価格：1cm<sup>2</sup>当たり 74 円

カタログ番号	サイズ	希望販売価格	梱包単位
840-240	10cm×15cm	12,500 円	1 枚/箱
840-241	15cm×20cm	25,000 円	1 枚/箱

以上

### 《使用上の注意ポイント》

本品は生体内において周囲組織の動きに適応するため、柔軟性、伸縮性に優れたメッシュ特性を有しています。メッシュ形状の細くなるメッシュ脚部分の裁断、操作にあたっては以下の点にご留意の上、ご使用いただきますようお願い申し上げます。

- 手技中の操作によるメッシュ脚の伸びや離断を防ぐため、メッシュ脚は十分な幅をとり、過度に鋭角な形状にならないようご注意ください。
- 操作中、メッシュ脚の引抜きはゆっくりと行い、過度な張力がかからないようご注意ください。

### 【参考写真】




写真1. メッシュ脚の幅による伸び状態




写真2. メッシュ鋭角形状部分の破損状態